

## **Comment choisir un dispositif de mesure de la pression artérielle approprié?**

Nous suggérons de choisir:

- Un dispositif oscillométrique
- Un dispositif validé (par les protocoles des sociétés savantes internationales)
- Un dispositif de mesure automatique, capable de prendre des mesures isolées ET multiples. capable de générer des moyennes de pressions
- Un dispositif pratique et facile à lire
- Une mémoire des 30 dernière mesures
- Les accessoires suivant devrait être disponibles: Manchettes (S: petite, M moyenne, L: grande, XL: extra-grande). Une adaptateur AC, un manuel d'utilisation en Français, Allemand, Italien, Anglais et autres langues